

# Stymulatory tkankowe

## Nucleofill 25 (Strong) - 1,5 ml

**Nucleofill Strong 25** to innowacyjny biostymulator oparty na polinukleotydach, stworzony z myślą o intensywnej regeneracji skóry dojrzałej i wymagającej. Preparat działa na głębokim poziomie komórkowym – wspiera naturalne procesy odbudowy, poprawia gęstość i jędrność skóry, a jednocześnie zapewnia długotrwałe nawilżenie.

### Jak działa Nucleofill Strong 25?

- **Biostymulacja fibroblastów** – aktywacja receptorów komórkowych pobudza syntezę kolagenu i elastyny, co prowadzi do zagęszczenia i ujędrnienia skóry.
- **Ochrona antyoksydacyjna** – neutralizacja wolnych rodników, które odpowiadają za starzenie się skóry i uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
- **Długotrwałe nawilżenie** – polinukleotydy zapewniają izosmotyczne nawodnienie macierzy pozakomórkowej, poprawiając sprężystość i elastyczność skóry.

### Dlaczego warto wybrać Nucleofill?

- naturalna regeneracja i **biostrukturyzacja skóry**,
- poprawa jędrności i napięcia,
- działanie liftingujące,
- głębokie nawilżenie,
- ochrona przed stresem oksydacyjnym i starzeniem skóry.

### Przebieg zabiegu

1. Oczyszczenie i dezynfekcja skóry.
2. Podanie preparatu metodą iniekcji (mezoterapia igłowa).
3. Skóra po zabiegu może być lekko zaczerwieniona lub obrzęknięta – objawy ustępują zwykle w ciągu 1–2 dni.

### Efekty Nucleofill Strong 25

- poprawa jędrności i sprężystości skóry,
  - widoczne wygładzenie i efekt naturalnego liftingu,
  - spłycenie drobnych zmarszczek,
  - promienna, nawilżona i zdrowa cera.
- 👉 Zalecana jest seria **3–5 zabiegów w odstępach co 2–4 tygodnie**, a dla utrzymania efektów – zabiegi przypominające co kilka miesięcy.

| Wariant    | Cena (zł) |
|------------|-----------|
| Pojedynczy | 600       |
| Pakiet 3x  | 1620      |
| Pakiet 5x  | 2550      |

### Ejal40 - 2 ml

**Ejal40** to preparat nowej generacji oparty na średnicząsteczkowym kwasie hialuronowym. Jego zadaniem jest odbudowa struktury skóry, poprawa jej jędrności, elastyczności i nawilżenia. Zabieg polecany jest zarówno osobom z pierwszymi oznakami starzenia, jak i tym, którzy chcą zapobiegać utracie sprężystości skóry.

### Jak działa Ejal40?

- **Stymulacja fibroblastów** – pobudza naturalną produkcję kolagenu i elastyny.
- **Poprawa gęstości skóry** – kwas hialuronowy działa jak „rusztowanie” odbudowujące struktury skóry.
- **Silne nawilżenie** – wiąże wodę w skórze, przywracając jej blask i elastyczność.

### Dlaczego warto wybrać Ejal40?

- skuteczna poprawa napięcia i jędrności skóry,
- redukcja zmarszczek i bruzd,
- przywrócenie młodego i zdrowego wyglądu,
- profilaktyka anti-aging.

### Przebieg zabiegu

1. Oczyszczenie i przygotowanie skóry.
2. Podanie preparatu techniką iniekcji (mezoterapia igłowa).
3. Delikatny obrzęk lub zaczerwienienie mogą wystąpić po zabiegu – ustępują w ciągu 1–2 dni.

### Efekty Ejal40

- wygładzenie i redukcja drobnych zmarszczek,
- poprawa elastyczności i sprężystości,
- nawilżona i rozświetlona cera,
- naturalny efekt odmłodzenia bez przerysowania.

👉 Dla najlepszych efektów rekomendowana jest seria **3–5 zabiegów co 2–3 tygodnie**, a następnie zabiegi podtrzymujące co kilka miesięcy.

| Wariant    | Cena (zł) |
|------------|-----------|
| Pojedynczy | 500       |
| Pakiet 3x  | 1350      |
| Pakiet 5x  | 2130      |

## Profhilo - 2 ml

**Profhilo** to innowacyjny preparat oparty na ultraczystym kwasie hialuronowym, określany często jako „bioremodeling skóry”. Jego unikalna formuła łączy działanie wypełniające i stymulujące, dzięki czemu skóra staje się bardziej napięta, gładka i pełna blasku.

### Jak działa Profhilo?

- **Bioremodeling** – pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny.
- **Długotrwałe nawilżenie** – kwas hialuronowy działa w głębokich warstwach skóry, przywracając jej sprężystość.
- **Naturalne uniesienie** – efekt subtelnego liftingu bez sztucznego wypełnienia.

### Dlaczego warto wybrać Profhilo?

- spektakularna poprawa jakości skóry,
- spłycenie zmarszczek i bruzd,
- widoczny efekt odmłodzenia już po 1–2 zabiegach,
- naturalny i harmonijny rezultat, bez „przerysowania”.

### Przebieg zabiegu

1. Skóra jest oczyszczana i dezynfekowana.
2. Preparat podaje się techniką BAP (5 punktów iniekcji na stronę twarzy).
3. Zabieg jest szybki i dobrze tolerowany – niewielki obrzęk znika w ciągu 24–48 h.

### Efekty Profhilo

- redukcja wiotkości skóry,
- poprawa owalu twarzy,
- gładka, promienna cera,
- odmłodzenie widoczne już po pierwszym zabiegu.

👉 Standardowa terapia to **2 zabiegi w odstępie 4 tygodni**, a następnie zabiegi przypominające co 6–12 miesięcy.

| Wariant    | Cena (zł) |
|------------|-----------|
| Pojedynczy | 850       |
| Pakiet 3x  | 2300      |
| Pakiet 5x  | 3610      |

## Plinest Fast – polinukleotydy

**Plinest Fast** to nowoczesny preparat o działaniu biostymulującym, oparty na polinukleotydach. Dzięki swoim właściwościom nie tylko intensywnie regeneruje skórę, ale również działa ochronnie i nawilżająco. To doskonała propozycja dla osób, które chcą poprawić kondycję skóry w sposób naturalny i bez przerysowania rysów twarzy.

### Jak działa Plinest Fast?

- **Biostymulacja** – pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.
- **Ochrona przed wolnymi rodnikami** – działa antyoksydacyjnie, zapobiegając starzeniu się skóry.
- **Nawilżenie i wygładzenie** – polinukleotydy wiążą wodę, poprawiając jędrność i elastyczność.
- **Odnowa tkanek** – wspomaga procesy regeneracyjne i zagęszcza skórę.

### Dlaczego warto wybrać Plinest Fast?

- naturalne odmłodzenie i poprawa jakości skóry,
- spłycenie drobnych zmarszczek,
- lepsze napięcie i sprężystość,
- możliwość stosowania także w delikatnych okolicach (np. wokół oczu).

### Przebieg zabiegu

1. Skóra jest dokładnie oczyszczana i dezynfekowana.
2. Preparat wstrzykuje się metodą mezoterapii igłowej w wybrane obszary.
3. Zabieg trwa około 30–40 minut i nie wymaga rekonwalescencji (delikatne ślady po wkłuciach znikają w ciągu 1–2 dni).

### Efekty Plinest Fast

- wygładzenie i rozświetlenie skóry,
- poprawa elastyczności i jędrności,
- zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek,
- redukcja oznak zmęczenia,
- młodszy, świeży wygląd skóry.

☛ Zalecana jest seria **3-4 zabiegów co 2-3 tygodnie**, a następnie zabiegi przypominające dla utrzymania efektów.

| Wariant          | Cena (zł) |
|------------------|-----------|
| 2 ml             | 690       |
| Pakiet 3x - 2 ml | 1860      |
| Pakiet 5x - 2 ml | 2930      |
| 4 ml             | 1190      |
| Pakiet 3x - 4 ml | 3200      |
| Pakiet 5x - 4 ml | 5060      |